

EXCELL


PRO SLIM

1° GRUPPO PROGRAMMI (500/3000 Hz)

AFFATICAMENTO MUSCOLARE

ACCESSORIO :


- STUOIA



CONTRATTURE

ACCESSORIO :


- STUOIA



CRAMPI

ACCESSORIO :


- FASCIA GINOCCHIO
- STUOIA



CONTUSIONI

ACCESSORIO :

- FASCIA GINOCCHIO
- STUOIA




2° GRUPPO PROGRAMMI (500/5000 Hz)

DISCOPATIA

ACCESSORIO :


- STUOIA
- GILET



DISTORSIONI

ACCESSORIO :

- GILET
- STUOIA



EXCELL


PRO SLIM

2° GRUPPO PROGRAMMI (500/5000 Hz)

LESIONI CARTILAGINE

ACCESSORIO :


- STUOIA



LUSSAZIONI

ACCESSORIO :



- FASCIA SPALLA-
GINOCCHIO



MIALGIE

ACCESSORIO :

- GILET
- STUOIA



TRAUMI

ACCESSORIO :





- STUOIA

3° GRUPPO PROGRAMMI (500/10000 Hz)

STRAPPI MUSCOLARI

ACCESSORIO :


- FASCIA LOMBARE
- GILET
- STUOIA



ULCERE CUTANEE

ACCESSORIO :

- GILET
- STUOIA



EXCELL








PRO SLIM

4° GRUPPO PROGRAMMI (500/10000 Hz)

TOTAL BODY

ACCESSORI :

- FASCIA SPALLA - GINOCCHIO
- FASCIA CERVICALE
- STUOIA
- GILET



EXCELL


PRO SLIM

1° GRUPPO PROGRAMMI (500/3000 Hz)

CONTRATTURE

ACCESSORIO :

- STUOIA






2° GRUPPO PROGRAMMI (500/5000 Hz)

ARTRITE REUMATOIDE

ACCESSORIO :

- FASCIA CERVICALE
- STUOIA




2° GRUPPO PROGRAMMI (500/3000 Hz)

BRANCHIALGIA

ACCESSORIO :


- STUOIA



CERVICALE

ACCESSORIO :


- FASCIA CERVICALE



CONDROPATIA

ACCESSORIO :

- FASCIA GINOCCHIO



EXCELL



PRO SLIM

2° GRUPPO PROGRAMMI (500/5000 Hz)

CUFFIA ROTATORI

ACCESSORIO :




- FASCIA SPALLA - GINOCCHIO



EDEMI

ACCESSORIO :

- FASCIA CERVICALE
- FASCIA SPALLA - GINOCCHIO
- GILET
- STUOIA




2° GRUPPO PROGRAMMI (500/5000 Hz)

EPICONDILITE

ACCESSORIO :



- STUOIA



LOMBALGIA

ACCESSORIO :




- FASCIA LOMBALGIA
- STUOIA



LOMBOSCIATALGIA

ACCESSORIO :

- FASCIA LOMBALGIA
- STUOIA
- GILET



EXCELL



PRO SLIM

2° GRUPPO PROGRAMMI (500/5000 Hz)

ALGODISTROFIA

ACCESSORIO :


- STUOIA



NEUROPATIA

ACCESSORIO :

- STUOIA





2° GRUPPO PROGRAMMI (500/5000 Hz)

PERIATRITE

ACCESSORIO :



- FASCIA SPALLA - GINOCCHIO
- STUOIA



REUMATISMI

ACCESSORIO :

- FASCIA SPALLA - GINOCCHIO
- STUOIA



EXCELL



PRO SLIM

2° GRUPPO PROGRAMMI (500/5000 Hz)

SCIATALGIA

ACCESSORIO :

- FASCIA SPALLA - GINOCCHIO
- STUOIA




SINDROME

TUNNEL CARPALE

ACCESSORIO :



- STUOIA



TENDINITE

ACCESSORIO :

- STUOIA
- FASCIA SPALLA - GINOCCHIO






3° GRUPPO PROGRAMMI (500/10000 Hz)

ARTROSI

ACCESSORIO :


- FASCIA SPALLA - GINOCCHIO
- STUOIA



ARTROSI ANCA

ACCESSORIO :

- STUOIA




3° GRUPPO PROGRAMMI (500/10000 Hz)

ARTROSI CERVICALE

ACCESSORIO :


- FASCIA CERVICALE



ARTROSI GINOCCHIO

ACCESSORIO :


- FASCIA SPALLA - GINOCCHIO



ARTROSI SPALLA

ACCESSORIO :



- FASCIA SPALLA - GINOCCHIO



ATROFIA MUSCOLARE

ACCESSORIO :

- STUOIA
- FASCIA SPALLA - GINOCCHIO




3° GRUPPO PROGRAMMI (500/10000 Hz)

CERVICOBANCHIALGIA

ACCESSORIO :


- FASCIA CERVICALE



CONDROPATIA

ACCESSORIO :




- FASCIA CERVICALE



ERNIE DISCALI

ACCESSORIO :

- FASCIA LOMBALGIA
- STUOIA



FIBROMIALGIA

ACCESSORIO :



- STUOIA

3° GRUPPO PROGRAMMI (500/10000 Hz)

LOMBALGIA CRONICA

ACCESSORIO :




- FASCIA LOMBALGIA
- STUOIA



LOMBOSCIATALGIA CRONICA

ACCESSORIO :

- FASCIA LOMBALGIA
- STUOIA
- GILET





3° GRUPPO PROGRAMMI (500/10000 Hz)

ALGODISTROFIA CRONICA

ACCESSORIO :


- STUOIA



NEUROPATIA CRONICA

ACCESSORIO :


- STUOIA



OSTEONECROSI

ACCESSORIO :

- STUOIA



EXCELL


PRO SLIM

3° GRUPPO PROGRAMMI (500/10000 Hz)

OSTEOPOROSI

ACCESSORIO :



- STUOIA



REUMATISMI CRONICI

ACCESSORIO :

- FASCIA SPALLA - GINOCCHIO
- STUOIA





3° GRUPPO PROGRAMMI (500/10000 Hz)

RIZOARTROSI

ACCESSORIO :



- STUOIA
- FASCIA SPALLA - GINOCCHIO



SCIATALGIA

ACCESSORIO :

- FASCIA SPALLA - GINOCCHIO
- STUOIA



EXCELL

PRO SLIM

4° GRUPPO PROGRAMMI (500/10000 Hz)

TOTAL BODY

ACCESSORI :

- FASCIA SPALLA - GINOCCHIO
- FASCIA CERVICALE
- STUOIA
- GILET

OSTEOPOROSI

ACCESSORI :

- STUOIA

