

Contexte

La phase lumineuse lors de la photosynthèse assure la conversion de l'énergie solaire (photons) en une énergie chimique (ATP) nécessaire à la synthèse de matière organique. Cette conversion nécessite que l'énergie des photons soit captée par des pigments puis transférée à d'autres molécules stockant transitoirement cette énergie. Ces dernières permettront la création d'ATP.

On cherche à déterminer si les pigments sont tous capables de transférer de l'énergie vers d'autres molécules.

Consignes

Partie A : Appropriation du contexte et activité pratique (durée recommandée : 30 minutes)

La stratégie adoptée consiste à réaliser une chromatographie pour **identifier** les différents pigments présents dans la chlorophylle brute et **observer** sa fluorescence en présence ou en absence de molécules de stockage en énergie.

Mettre en œuvre le protocole.

Partie B : Communication des résultats, poursuite de la stratégie et conclusion (durée recommandée : 30 minutes)

Présenter et traiter les résultats obtenus, sous la forme de votre choix, et les **interpréter**.

Proposer une démarche complémentaire qui permettrait d'**identifier** quels pigments de la chlorophylle brute sont capables de transférer de l'énergie vers d'autres molécules.

***Appeler l'examineur** pour présenter votre proposition à l'oral et obtenir une ressource complémentaire.*

Conclure, à partir de l'ensemble des données, si les pigments sont tous capables de transférer de l'énergie vers d'autres molécules.

Protocole

Matériel :

- feuilles fraîches ;
- bande de papier Wattman ;
- agitateur ;
- éprouvette avec solvant à chromatographie ;
- cache noir ;
- sèche-cheveux ;
- solution de chlorophylle brute ;
- réactif de stockage d'énergie ;
- tubes à hémolyse ;
- eau distillée ;
- pipettes ;
- lampe à lumière blanche.

Étapes du protocole à réaliser :


- **réaliser** une chromatographie à l'aide de la fiche protocole pour **identifier** les différents pigments présents dans la chlorophylle brute ;
- **préparer** deux tubes à hémolyse en suivant les indications du tableau :

	Tube 1	Tube 2
Chlorophylle (mL)	3	3

- **éclairer** les tubes avec la lumière blanche puis **ajouter** :

	Tube 1	Tube 2
Eau distillée (mL)	1	0
Molécule de stockage (mL)	0	1

Sécurité :



Équipements de protection individuelle


Obligatoire dans une salle de travaux pratiques



Ressources


La chromatographie :

Technique de séparation des substances présentes dans un mélange ; elle utilise la migration d'un liquide (solvant) sur un support solide (papier, colonne de chromatographie...). Les constituants du mélange sont entraînés plus ou moins loin suivant leurs propriétés physico-chimiques (masse, polarité, solubilité...). Ils peuvent être le cas échéant récoltés, indépendamment les uns des autres.

Transfert d'énergie dans les cellules chlorophylliennes :


Un pigment éclairé par un photon est excité (état énergétiquement instable). Il transfère l'énergie à la molécule de stockage.

Le retour à l'état énergétiquement stable se fait grâce à l'hydrolyse de l'eau. Elle permet au pigment de capter un nouveau photon et de recommencer le transfert.

Transfert d'énergie *in vitro* :


Un pigment éclairé par la lumière solaire est excité (état énergétiquement instable). Son retour à un état énergétiquement stable s'accompagne de l'émission d'une fluorescence de couleur rouge.

<https://planet-vie.ens.fr/thematiques/manipulations-en-svt/la-photosynthese-generalites>